

EDUCACIÓN DE GLUCÓMETRO



EDUCACIÓN DE GLUCÓMETRO

Garantía activada
(Solo si aplica)

CONTROL VITAL

Configuración
del medidor

- Configuraré hora, fecha y sonido

El uso del dispositivo
de punción

- Explicar cómo colocar una aguja nueva, cómo cargar y disparar el dispositivo para la punción, se debe explicar cómo retirar la aguja al terminar el procedimiento.
- Las lancetas son desechables y el rehuso de las mismas puede ser doloroso.
- Se debe puncionar de manera rotativa utilizando todos los dedos, de preferencia en la zona lateral para evitar punciones dolorosas.
- Antes de puncionar, se recomienda lavar las manos con agua y jabón, y secarlas.
- El exceso de alcohol, sudor, suciedad, o el uso de cremas podría afectar el resultado.

El uso correcto
de las tiras reactivas

- Las tiras reactivas deben ser de la misma marca del medidor del glucómetro.
- Usar inmediatamente la tira, después de sacarla del frasco o abrir la envoltura de aluminio que las protege.
- Almacenarse a una temperatura entre 4°C a 30°C, alejadas de la luz directa, el sol o el calor.
- Las tiras son desechables y se utilizan una sola vez. Verificar la fecha de caducidad, antes de usarlas.
- No utilizar tiras reactivas húmedas, dobladas, rayadas o dañadas.

Procedimiento



Errores comunes

- Dibujo de pila: indica cambiar la pila que utiliza el medidor.
- Lo (LOW/BAJO): el resultado es menor al que puede detectar, aproximadamente <math><20\text{ mg/dL}</math>.
- Hi (HIGH/ALTO): el resultado es mayor al que puede detectar, aproximadamente $>500\text{ mg/dL}$.
- E-(Seguido de un número): indica que sucedió un error en el proceso, para verificar debe acudir a la guía del medidor, donde se indicará cómo corregir el error.

Nota: En caso de que aparezca alguna de estas señales se debe repetir la prueba.